

Anticorpo Policlonale Anti-Erh Per Wb E Elisa - P84090

Numero articolo: CM0015331



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'ERH umano (enhancer of rudimentary homolog), adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Validato su campioni umani, rileva una proteina nucleare di 12 kDa coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DROER; ERH
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2079
Gene ID	2079
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aa 1-104 dell'ERH umano (NP_004441.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P84090
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio