


Anticorpo Monoclonale Anti-Erk1 (Mapk3) Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27361

Numero articolo: CM0002329



introduzione

Anticorpo monoclonale che bersaglia ERK1 (MAPK3). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con ERK1 umano e di topo, 43 kDa. Chinasi essenziale della cascata MAPK per la crescita cellulare, l'adesione, la sopravvivenza e la differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] ERK1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
Specie (bersaglio)	Uomo
ID Gene (Uomo)	5595
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ERK1 umano (P27361).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P27361
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio