


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Erk1/2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482/P27361

Numero articolo: CM0010941



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di CamelBio contro ERK1/2 (MAPK1/3). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK/ERK nella crescita e nella differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio ERK1/2
Note/alias	ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; 5594/5595; ERK1/2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-360 di ERK2 umano (P28482).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P28482/P27361
Peso della proteina	42 kDa/44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante