

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Erk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28482

Numero articolo: CM0003267



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato a ERK2 (MAPK1). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata in umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della via di segnalazione MAPK/ERK nella proliferazione, differenziazione e oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ERK2 Rabbit mAb
Note/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5594
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di ERK2/ERK1 umano (P27361/P28482)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28482
Peso Proteico	41 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio