


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Erk2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482

Numero articolo: CM0014390



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato per KO che bersaglia ERK2 (MAPK1) umano per l'uso in WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Uno strumento essenziale per le ricerche sulla via MAPK/ERK e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] ERK2 Rabbit pAb
Note/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5594
GeneID	5594
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di ERK2 umano (NP_002736.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28482
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio