

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Erk5 Per Wb, Elisa - Q13164

Numero articolo: CM0011501



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ERK5 validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK, della proliferazione cellulare, della differenziazione, dell'apoptosi e della biologia cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb ERK5 di coniglio
Note/alias	BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
Specie	Uomo
GenelD	5598
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13164
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio