

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Erk5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13164

Numero articolo: CM0018899



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ERK5 umano (MAPK7/BMK1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Target della via di segnalazione MAPK, della proliferazione cellulare e della differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERK5 Rabbit pAb
Note/Alias	BMK1; ERK4; ERK5; PRKM7
Specie	Umano
ID genico (umano)	5598
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13164
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio