


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Erlin1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75477

Numero articolo: CM0013055



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ERLIN1 umano, adatto per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Progettato per supportare la ricerca sulla degradazione associata al reticolo endoplasmatico e sul metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERLIN1 Rabbit pAb
Note/alias	KE04, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
Specie	Umano
GeneID	10613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 259-348 di ERLIN1 umano (NP_006450.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O75477
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante