

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ermap Per Wb, Elisa - Q96PI5

Numero articolo: CM0015473

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ERMAP validato per Western blot e ELISA. Reagisce con ERMAP umano e murino, una proteina di membrana eritroide da 53kDa coinvolta nell'adesione cellulare e nell'antigene del gruppo sanguigno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ERMAP Rabbit pAb
Note / Alias	RD; SC; BTN5; PRO2801; ERMAP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	114625
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-155 di ERMAP umano (NP_061008.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96PL5
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio