

Anti-Erp19 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95881

Numero articolo: CM0006136



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro ERp19 umano (proteina contenente dominio tioredossina 12), convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio della piegatura delle proteine ER e della formazione dei legami disolfuro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ERp19 Coniglio mAb
Note/Alias	AG1; AGR1; ERP16; ERP18; ERP19; TLP19; hAG-1; PDIA16; hTLP19; ERp19
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51060
Gene ID	51060
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ERp19 umano (NP_056997.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O95881
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio