

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Erp29 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30040

Numero articolo: CM0003621



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro ERp29 umano (ERp28/ERp31), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio della piegatura delle proteine ER e della via secretoria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro            | Valore                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto        | ERp29 Coniglio mAb                                                                                                      |
| Osservazioni / Alias | ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29                                                                  |
| Specie               | Umano                                                                                                                   |
| GeneID (Umano)       | 10961                                                                                                                   |
| GeneID               | 10961                                                                                                                   |
| Immunogeno           | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-102 di ERp29 umano (P30040). |
| Fonte                | Coniglio                                                                                                                |
| Categoria            | Anticorpi Monoclonali                                                                                                   |
| Applicazione         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Cross Reattività     | Umano, Topo, Ratto                                                                                                      |
| SWISS                | P30040                                                                                                                  |
| Peso Proteico        | 29kDa                                                                                                                   |
| Spedizione           | Borsa del ghiaccio                                                                                                      |