

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Erp29 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30040

Numero articolo: CM0028011



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ERp29 umano (ERp28/ERp31). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul ripiegamento proteico ER e sulle vie secretorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ERp29 Rabbit pAb
Note/Alias	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Specie	Uomo
Gene ID (Uomo)	10961
Gene ID	10961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-261 dell'ERp29 umano (NP_006808.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30040
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio