

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Erp44 Per Wb, Elisa - Q9Bs26

Numero articolo: CM0026870



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ERP44 convalidato per WB e ELISA, reattivo con uomo, topo e ratto. Utile per lo studio della ritenzione proteica ER, del ripiegamento ossidativo e della segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ERP44 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	PDIA10; TXNDC4; ERP44
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	23071
ID Gene	23071
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-406 di ERP44 umano (NP_055866.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BS26
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio