

Anticorpo Policlonale Anti-Erp57 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30101

Numero articolo: CM0014488



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ERp57 (PDIA3), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. ERp57 è una proteina disolfuro isomerasi e componente del complesso di caricamento dei peptidi MHC I. Ideale per studi sul ripiegamento proteico, la regolazione redox e l'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERp57 Rabbit pAb
Note/Alias	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Specie	Umano
GeneID (umano)	2923
GeneID	2923
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-505 di ERp57 umano (NP_005304.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30101
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio