

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Erp57 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30101

Numero articolo: CM0005635



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-ERp57 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia la proteina disolfuro-isomerasi A3, un chaperone chiave nella presentazione dell'antigene MHC I. Ideale per la ricerca in immunologia e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio ERp57
Note/Alias	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Specie	Umano
GenelD (umano)	2923
GenelD	2923
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P30101
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio