

Anti-Ervw-1 (Syncytin-1) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Uqf0

Numero articolo: CM0020549



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ERVW-1/Syncytin-1 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la proteina dell'involucro retrovirale endogeno coinvolta nella fusione dei trofoblasti e nella patogenesi della sclerosi multipla.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ERVW-1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ENV; ENVW; HERVW; ERVWE1; HERV7Q; HERV-7q; HERVWENV; HERV-W-ENV; ERVW-1
Specie	Umano
GeneID (umano)	30816
GeneID	30816
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 201-300 dell'ERVW-1 umano (NP_055405.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UQF0
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio