

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Esam Per Wb, Elisa - Q96Ap7

Numero articolo: CM0013825

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ESAM umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Ideale per ricerche sull'adesione delle cellule endoteliali, la biologia delle giunzioni e la biologia vascolare. Peso molecolare previsto: 41 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ESAM Rabbit pAb
Note/Alias	W117m; ESAM
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	90952
GeneID	90952
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-248 di ESAM umano (NP_620411.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96AP7
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio