


Anti-Esd (Esterasi D) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10768

Numero articolo: CM0028851



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro l'Esterolasi D umana (S-formilglutathione idrolasi, ESD) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva l'ESD umana e murina (31kDa) coinvolta nella disintossicazione della formaldeide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ESD Coniglio pAb
Note/Alias	FGH; ESD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2098
GeneID	2098
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-282 dell'ESD umana (NP_001975.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P10768
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio