

Anticorpo Policlonale Anti-Ese1/Elf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78545

Numero articolo: CM0026618



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ESE1/ELF3 umano, validato per Western blot, immunistoichimica ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla differenziazione delle cellule epiteliali e sulla tumorigenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ESE1/ELF3 Rabbit pAb
Note/Alias	ERT; ESX; EPR-1; ESE-1; ESE1/ELF3
Specie	Umano
ID Gene	1999
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di ESE1/ELF3 umano (NP_004424.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78545
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio