


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Espl1 Per Wb, Elisa - Q14674

Numero articolo: CM0013476



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ESPL1 adatto per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce la separasi umana, murina e di ratto, una proteasi mitotica chiave che innesca la separazione dei cromosomi mediante la scissione della coesina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ESPL1 Rabbit pAb
Note/alias	ESPL1; SEPA; ESPL1
Specie	Umano
GeneID (umano)	9700
GeneID	9700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1220-1500 di ESPL1 umano (NP_036423.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14674
Peso della proteina	233 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante