

Anticorpo Policlonale Anti-Espn Per Wb, Ihc-P, Elisa - B1Ak53

Numero articolo: CM0020414

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ESPN umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla perdita dell'udito, sulle stereociglia e sul citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-ESPN
Note/Alias	USH1M; DFNB36; LP2654; ESPN
Specie	Uomo
GeneID (umano)	83715
GeneID	83715
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 585-854 di ESPN umano (NP_113663.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	B1AK53
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio