


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Esr $\alpha$ Per Wb, Elisa - P03372

Numero articolo: CM0015078



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore alfa degli estrogeni umano (ESR $\alpha$ , ER- $\alpha$ ). Adatto per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce crociatamente con ESR $\alpha$  umano e murino. Destinato all'uso nella ricerca sulla segnalazione ormonale, sulla biologia dei tumori e nello sviluppo di farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ESR $\alpha$ pAb di coniglio                                                                                                        |
| Note/Alias          | ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESR $\alpha$                                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                |
| GeneID (uomo)       | 2099                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 516-595 dell'ESR $\alpha$ umano (NP_000116.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo, topo                                                                                                                          |
| SWISS               | P03372                                                                                                                              |
| Peso della proteina | 66 kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                              |