


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Esrra (Err-Alfa) - P11474

Numero articolo: CM0013524



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ESRRR affidabile per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva ESRRR umano, murino e di ratto. Supporta gli studi sul metabolismo energetico e sui recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ESRRR Rabbit pAb
Note/alias	ERR1; ERRA; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRR
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	2101
GeneID	2101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-76 di ESRRR umano (NP_004442.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P11474
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante