


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Esrra Per Wb, Elisa - P11474

Numero articolo: CM0005304



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per ESRRA umano (ERRalpha) per applicazioni WB ed ELISA, con reattività incrociata verso umano e topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-ESRRA
Osservazioni/Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2101
GeneID	2101
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P11474
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio