


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Esrra Per Wb, If/Icc, Elisa - P11474

Numero articolo: CM0023990



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ESRRR umano (ERR-alfa), un recettore nucleare coinvolto nel metabolismo energetico. Validato per WB, IF/ICC e ELISA; reagisce trasversalmente con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ESRRR Rabbit pAb
Note/Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRR
Specie	Uomo
GeneID	2101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-76 dell'ESRRR umano (NP_004442.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11474
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio