


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Esrrb Per Wb, Elisa - O95718

Numero articolo: CM0014741



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ESRRB umano (ERR β), validato per Western blot ed ELISA. Rileva ESRRB endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla pluripotenza delle cellule staminali e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ESRRB Rabbit pAb
Note/Alias	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Specie	Umano
GeneID (umano)	2103
GeneID	2103
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di ESRRB umano (NP_004443.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O95718
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico