

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Esrrg Per Wb, Elisa - P62508

Numero articolo: CM0005783



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante contro l'ESRRG umano (Estrogen-related receptor gamma, recettore gamma correlato all'estrogeno), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ESRRG Rabbit mAb
Note/Alias	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2104
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ESRRG umano (P62508).
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	P62508
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio