


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Estrogen Receptor Alpha (Fosfo S106) Per Wb, If/Icc - P03372

Numero articolo: CM0001855



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che targeting il Recettore degli estrogeni alfa (ESR1) alla serina 106. Reagisce con specie umane e murine. Adatto per WB e IF/ICC nella ricerca di biologia del cancro e endocrinologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-ESRα-S106 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Fosfo-ESRα-S106
Specie	Umano
GeneID (umano)	2099
GeneID	2099
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P03372
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio