


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Recettore Degli Estrogeni Beta Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q92731

Numero articolo: CM0009389



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato al recettore degli estrogeni beta umano (ESR2), adatto per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione ormonale, della biologia dei recettori nucleari e del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Recettore degli estrogeni beta mAb coniglio
Osservazioni/Alias	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2100
ID Gene	2100
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-153 del recettore degli estrogeni beta umano (NP_001428.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92731
Peso proteico	59kDa/54kDa/35kDa/48kDa/42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio