


Anticorpo Policlonale Coniglio Contro Recettore Degli Estrogeni Beta Per Wb, Elisa - Q92731

Numero articolo: CM0030239



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Estrogen Receptor beta umano (ER-beta, ESR2). Adatto per Western blot e ELISA, ha reattività crociata con topo e ratto. Bersaglia il recettore ormonale nucleare coinvolto nella segnalazione estrogenica nei tessuti riproduttivi e in altri tessuti. Ideale per lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Estrogen Receptor beta Rabbit pAb
Note/Alias	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA; Estrogen Receptor beta
Specie	Umano
ID genico	2100
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92731
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio