

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Esyt1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9BSj8

Numero articolo: CM0017666

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ESYT1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia l'estesa sinaptotagmina-1, una proteina di collegamento tra ER e membrana cellulare coinvolta nella segnalazione del calcio e nel trasporto dei lipidi. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ESYT1 Rabbit pAb
Note/Alias	MBC2; FAM62A; ESYT1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	23344
ID gene	23344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-220 di ESYT1 umano (NP_056107.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Swiss-Prot	Q9BSJ8
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio