

Anticorpo Policlonale Anti-Etfa Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P13804

Numero articolo: CM0026840



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità alfa della flavoproteina di trasferimento elettronico umana (ETFA), convalidato per applicazioni WB, IHC-P, IP e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ossidazione mitocondriale degli acidi grassi e la ricerca sulla aciduria glutarica di tipo II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ETFA Rabbit pAb
Note/Alias	EMA; GA2; MADD; ETFA
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	2108
ID Gene	2108
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-333 di ETFA umana (NP_000117.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13804
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio