

Anticorpo Monoclonale Anti-Etfa Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13804

Numero articolo: CM0010918



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ETFA, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Bersaglia la flavoproteina di trasferimento elettronico mitocondriale, essenziale per l'ossidazione degli acidi grassi e associata all'acidemia glutarica di tipo II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ETFa Rabbit mAb
Note/Alias	EMA; GA2; MADD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2108
GeneID	2108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-333 di ETFa umano (NP_000117.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13804
Peso Molecolare Proteina	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio