

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Etfa [Validato Ko] - P13804

Numero articolo: CM0023696



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ETFA, validato tramite knockout. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con ETFA umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sull'ossidazione degli acidi grassi mitocondriali e sul metabolismo degli amminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] ETFA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EMA; GA2; MADD; FA
Specie	Umano
GeneID (umano)	2108
GeneID	2108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-333 dell'ETFA umana (NP_000117.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P13804
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio