

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Etfdh Per Wb Ed Elisa - Q16134

Numero articolo: CM0030515

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ETFDH umano (flavoproteina di trasferimento degli elettroni-ubiquinone ossidoreduttasi), validato per Western blot ed ELISA. Rileva proteine umane, murine e di ratto. Per uso di ricerca negli studi sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETFDH Rabbit pAb
Note/alias	MADD; ETFQO; ETFDH
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	2110
ID gene	2110
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 318-617 di ETFDH umano (NP_004444.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q16134
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante