


Anticorpo Policlonale Anti-Ethe1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095571

Numero articolo: CM0013427



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio ETHE1 rileva ETHE1 umano, murino e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ETHE1 è una persolfuro diossigenasi mitocondriale essenziale per il catabolismo dell'idrogeno solforato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETHE1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HSCO; YF13H12; ETHE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23474
GeneID	23474
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 8-245 dell'ETHE1 umano (NP_055112.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95571
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio