

Anticorpo Polclonale Anti-Ets2 Per Wb, Elisa - P15036

Numero articolo: CM0020622



introduzione

ETS2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro un peptide interno della proteina ETS2 umana. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ETS2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ETS2IT1; ETS2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2114
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-400 della proteina ETS2 umana (NP_005230.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	P15036
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio