

Anticorpo Policlonale Anti-Ets2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P15036

Numero articolo: CM0030212



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ETS2 umano, adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ETS2 Rabbit pAb
Note/Alias	ETS2IT1; ETS2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2114
GeneID	2114
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 76-170 di ETS2 umano (NP_005230.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15036
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio