

## Anticorpo Monoclonale Anti-Etv1 Per Wb, Ip, Elisa, Chip - P50549

Numero articolo: CM0005177



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a ETV1 (ER81) umano, validato per WB, IP, ELISA e ChIP. Reagisce con mouse e ratto. Adatto per studi sui fattori di trascrizione e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [KD Validated] ETV1 Rabbit mAb                                                                                   |
| Note/Alias          | ER81                                                                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 2115                                                                                                             |
| GeneID              | 2115                                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ETV1 umano (NP_004947.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA, ChIP                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                              |
| SWISS               | P50549                                                                                                           |
| Peso proteico       | 55 kDa                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                               |