


Anticorpo Policlonale Anti-Etv1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50549

Numero articolo: CM0013512



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ETV1 validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con le specie umana, murina e ratto. Indicato per lo studio della regolazione trascrizionale di ETV1, della neurodifferenziazione e della biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETV1 Rabbit pAb
Note/alias	ER81; ETV1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2115
ID del gene	2115
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-300 di ETV1 umano (NP_004947.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P50549
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante