

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Etv1/Er81 Per Wb & Elisa - P50549

Numero articolo: CM0025109



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per ETV1/ER81 umano. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della trascrizione, della differenziazione neuronale e dell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ETV1 pAb coniglio
Note/Alias	ER81; ETV1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2115
Gene ID	2115
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ETV1 umano (NP_004947.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50549
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio