

Anticorpo Policlonale Anti-Etv4 Per Wb E Elisa - P43268

Numero articolo: CM0013898



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CamelBio contro l'ETV4 umano (E1AF/PEA3) per WB e ELISA, con reazione crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla trascrizione e la neurogenesi, supporta la ricerca sulla differenziazione dei motoneuroni e dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ETV4 Rabbit pAb
Note / Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEA53; ETV4
Specie	Umana
GeneID (umano)	2118
GeneID	2118
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 79-178 dell'ETV4 umano (NP_001977.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P43268
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio