

Anticorpo Policlonale Anti-Etv5 Per Wb Ed Elisa - P41161

Numero articolo: CM0022628



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ETV5 per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce la proteina umana, murina e di ratto ETV5/ERM (58 kDa), un fattore di trascrizione legante il DNA coinvolto nella regolazione genica. Adatto esclusivamente alla ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETV5 Rabbit pAb
Note/Alias	ERM; ETV5
Specie	Umano
GeneID (umano)	2119
GeneID	2119
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-510 di ETV5 umano (P41161).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P41161
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante