

Anticorpo Policlonale Anti-Etv6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41212

Numero articolo: CM0022680



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ETV6 (TEL) umano per WB, IHC-P, ELISA. Validato per uomo, topo e ratto. ETV6 è un repressore trascrizionale coinvolto nell'ematopoiesi e nella trasformazione maligna. Ideale per studi sul cancro e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	ETV6 Rabbit pAb
Note / Alias	TEL; THC5; TEL/ABL; ETV6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2120
GeneID	2120
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 dell'ETV6 umano (NP_001978.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P41212
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio