

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Etv6 Per Wb, Elisa - P41212

Numero articolo: CM0016566



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a ETV6 (TEL) umano, un repressore trascrizionale convalidato per WB ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto; 53kDa. Ideale per la ricerca sull'ematopoiesi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETV6 Rabbit pAb
Note/Alias	TEL, THCS, TEL/ABL, ETV6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2120
Gene ID	2120
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ETV6 umano (NP_001978.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41212
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio