


Anticorpo Policlonale Anti-Etv7 Per Wb, Elisa - Q9Y603

Numero articolo: CM0026032



introduzione

ETV7 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per la rilevazione di ETV7 umano in WB, ELISA. Convalidato per uso di ricerca, bersaglia il fattore di trascrizione ETV7 coinvolto nella regolazione genica ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ETV7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51513
GeneID	51513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di ETV7 umano (NP_057219.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo
SWISS	Q9Y603
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio