

Anticorpo Policlonale Anti-Eva1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M9

Numero articolo: CM0027882

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EVA1A umana (FAM176A/TMEM166) per WB, IHC-P, ELISA. Regola l'autofagia e l'apoptosi. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EVA1A Rabbit pAb
Note/Alias	FAM176A; TMEM166; EVA1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84141
GeneID	84141
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-152 di EVA1A umana (NP_115557.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8M9
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio