

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Exoc2 Per Wb, Elisa - Q96Kp1

Numero articolo: CM0007095

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting su EXOC2 umano (componente 2 del complesso esocista, Sec5). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'esocitosi e del traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EXOC2 Coniglio mAb
Note/Alias	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55770
Gene ID	55770
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96KP1
Peso Proteico	104 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio