

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Exoc2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Kp1

Numero articolo: CM0023926

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EXOC2/Sec5, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per studi sul complesso esocistico e sul traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EXOC2 Rabbit pAb
Note / Alias	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	55770
GenelD	55770
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96KP1
Peso proteico	104 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio