

Anticorpo Monoclonale Anti-Exoc3 Per Wb, Elisa - O60645

Numero articolo: CM0003251

introduzione

EXOC3 Rabbit mAb (O60645) è un anticorpo monoclonale validato per WB, ELISA con reattività per umano, topo, ratto. Indaga l'ancoraggio delle vescicole e la secrezione mediate dal complesso essocistico nel trasporto cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EXOC3 Rabbit mAb
Note/Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Specie	Umano
GeneID	11336 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 650-745 di EXOC3 umano (O60645)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60645
Peso Molecolare Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio